



Distale winkelstabile Femurplatte, links

SSt	A	Anzahl der Öffnungen
397 129 77 9520	165 mm	4
397 129 77 9530	202 mm	6
397 129 77 9540	232 mm	8
397 129 77 9550	266 mm	10
397 129 77 9560	299 mm	12
397 129 78 6890	336 mm	14

Distale winkelstabile Femurplatte, rechts

SSt	A	Anzahl der Öffnungen
397 129 77 9580	165 mm	4
397 129 77 9590	202 mm	6
397 129 77 9600	232 mm	8
397 129 77 9610	266 mm	10
397 129 77 9620	299 mm	12
397 129 78 6900	336 mm	14

Plattenstärke	6,0 mm
Distanz zwischen Öffnungen	17 mm

SCHRAUBEN:
 Winkelstabile Knochenschraube 5 und 5/3,5mm
 Kortikalisschraube HA 4,5
 Kortikalisschraube HA 5

Kompatibel mit periprothetischen Fassungen.



397 129 69 6230 Instrumentenset für distale Femurplatten
 540 × 240 × 50 mm
 ohne Implantate

Das Instrumentenset ist für distale Femurplatten, rechts 4; 6; 8; 10; 12; 14 bestimmt. Öffnungen (6×1 Stk.) und distale Femurplatte, links 4; 6; 8; 10; 12; 14 Öffnungen (6×1 Stk.).