

Der Thalon (*SMART* Nagel)) Artikelübersicht Implantate

Der Thalon *SMART* Nagel und unser innovativer Schraubnagel komplettieren das Thalon System, so dass der Operateur das Implantat, seiner Indikationsstellung entsprechend, wählen kann.


Der Thalon *SMART* Nagel ermöglicht die schnelle und kostengünstige Versorgung folgender Indikationen:

- Kindliche Schaftfrakturen
- Distale Fibulafrakturen
- Ulnaschaftfraktur
- Distale Radiusfrakturen
- Clavicula Frakturen
- Humerusfraktur als Bündelnagel Osteosynthese

Die farbanodisierten Nägel sind in fünf unterschiedlichen Durchmessern und einer Gesamtlänge von 420 mm erhältlich. Der *SMART* Nagel ist wie sämtliche Thalon Implantate aus Titan DIN ISO 5832-3 gefertigt. Er zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

-))) Einfache Handhabung
-))) Kurze chirurgische Eingriffszeit

Kat.-Nummer	Dimension in mm
106-105	Ø 2.0, L 420
106-106	Ø 2.5, L 420
106-107	Ø 3.0, L 420
106-108	Ø 3.5, L 420
106-109	Ø 4.0, L 420



))) **Thalon *SMART* Nagel**
Material: Titan (ISO 5832-3)

Das Thalon System



))) **Pfriem Ø 4mm**
Kat.-Nummer 203-106



))) **Spannfutter**
Kat.-Nummer 200-110



tantum AG
Memellandstraße 2
D-24537 Neumünster
Fon +49 4321-2 00 59 0
Fax +49 4321-2 00 59 19

www.tantum-ag.de



Der Thalon (*sMART* Nagel))) Artikelübersicht Instrumente



))) **Nagelhaltezeange**
Kat.-Nummer 200-111



))) **Drahtschneidezange**
Kat.-Nummer 200-112
(für *sMART* Nagel Ø2mm-Ø3mm)