

# Evolutis

CREATEUR FABRICANT

Product Sheet

## UNIC<sup>®</sup> STEMLESS

*Fiche Produit*



Short anatomic shoulder prosthesis


*Prothèse d'épaule  
anatomique courte*

# References

Ref.code	Description	Ø	H. (mm)
E37 001	Short anatomic stem S.25	Tige anatomique courte T.25	Ø25
E37 002	Short anatomic stem S.28	Tige anatomique courte T.28	Ø28
E37 003	Short anatomic stem S.31	Tige anatomique courte T.31	Ø31
E37 004	Short anatomic stem S.34	Tige anatomique courte T.34	Ø34
E37 005	Short anatomic stem S.38	Tige anatomique courte T.38	Ø38
E37 M3512	Humeral head S.35/12	Tête humérale T.35/12	Ø35 H.12
E37 M3712	Humeral head S.37/12	Tête humérale T.37/12	Ø37 H.12
E37 M3912	Humeral head S.39/12	Tête humérale T.39/12	Ø39 H.12
E37 M4113	Humeral head S.41/13	Tête humérale T.41/13	Ø41 H.13
E37 M4116	Humeral head S.41/16	Tête humérale T.41/16	Ø41 H.16
E37 M4415	Humeral head S.44/15	Tête humérale T.44/15	Ø44 H.15
E37 M4418	Humeral head S.44/18	Tête humérale T.44/18	Ø44 H.18
E37 M4617	Humeral head S.46/17	Tête humérale T.46/17	Ø46 H.17
E37 M4620	Humeral head S.46/20	Tête humérale T.46/20	Ø46 H.20
E37 M4918	Humeral head S.49/18	Tête humérale T.49/18	Ø49 H.18
E37 M4921	Humeral head S.49/21	Tête humérale T.49/21	Ø49 H.21
E37 M5220	Humeral head S.52/20	Tête humérale T.52/20	Ø52 H.20
E37 M5223	Humeral head S.52/23	Tête humérale T.52/23	Ø52 H.23
E27 130	Cemented anatomic glenoid S	Glène anatomique cimentée S	Ø30/22
E27 133	Cemented anatomic glenoid M	Glène anatomique cimentée M	Ø33/24
E27 136	Cemented anatomic glenoid L	Glène anatomique cimentée L	Ø36/26



Dimensions of anatomic head:  
choice of 2 heights from Ø 41 to 52  
Dimensions des têtes anatomiques :  
choix de 2 hauteurs du Ø 41 au 52



Cemented anatomic glenoid:  
constant gap between the fixation  
pegs for all 3 sizes  
Glènes anatomiques cimentées :  
écartement fixe entre les plots pour  
les 3 tailles



Humeral stem Ø 25 to 38,  
humeral head Ø 35 to 52  
Tige humérale Ø 25 à 38,  
tête humérale Ø 35 à 52

## Evolutis

# MOTION INSIDE

#### Mentions légales :

Les implants articulaires d'épaule UNIC sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les arthroplasties primaires partielles (Hémiarthroplastie) ou totales (PTE) de l'épaule.

Les implants UNIC sont pris en charge par l'assurance maladie.

Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que le manuel de technique opératoire délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site [www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com).

#### Materials / Matériaux :

Humeral stem: Titanium alloy according ISO 5832-3 and Calcium Hydroxyapatite coating

Cemented glenoid: UHMWPE according ISO 5834-1 & 2

Humeral head: Cobalt-chromium alloy according ISO 5832-12

Packaging: Sterilized under Gamma irradiation, VacUpac packaging

Tige humérale : Alliage de titane selon ISO 5832-3 revêtu Hydroxyapatite de Calcium

Glène cimentée : UHMWPE selon ISO 5834-1 et 2

Tête humérale : Alliage de chrome-cobalt selon ISO 5832-12

Conditionnement : Stérilise sous rayonnement Gamma, conditionnement VacUpac



Designed and  
Manufactured in  
France

**CE** Evolutis

Avenue de la Libération, 42720 Briennon, France  
0499 Tel : +33. (0)477.60.79.99 – Fax : +33. (0)477.60.79.90

[www.evolutisfrance.com](http://www.evolutisfrance.com)