

Neu: C-Nail Kalkaneusnagel

C-Nail Nagelosteosynthese

))) Das C-NAIL System ist ein Nagelsystem für die geringinvasive Osteosynthese intraartikulärer und extraartikulärer Frakturen des Fersenbeins (Kalkaneus).

Indiziert ist das System bei extraartikulären und intraartikulären Frakturen des Fersenbeines entsprechend Typ Sanders I – IV.

Der Vorteil des C-Nails liegt in der signifikant geringeren Infektionsrate im Vergleich zum herkömmlichen Zugang bei der Plattenosteosynthese.

Das System wurde unter Mitwirkung von Dr. M. Amlang¹,



Dr. M. Pompach² und Prof. H. Zwipp¹ entwickelt und wird von tantum in Deutschland vertrieben.

Anlässlich des 3. Magdeburger Interdisziplinären Forums für Muskuloskeletale Chirurgie im Oktober wird über die ersten Ergebnisse mit dem Verfahren am Klinikum Magdeburg berichtet werden.

Beachten Sie bitte unsere Veranstaltungshinweise auf der Rückseite.

¹ Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden

² Krankenhaus Pardubice



Vorteile des C-NAILS

- geringinvasiver, lateraler Zugang von ca. 3 cm
- Geringes Infektionsrisiko (gedecktes Verfahren)
- Hohe Stabilität der Osteosynthese
- Frühfunktionale Nachbehandlung

Neu: UNIC Schulterprothese

UNIC: Alle Optionen inklusive

))) Ob Primär-, Fraktur- oder Revisionsprothese, Hemiprothese, TEP oder Inverse, zementiert oder zementfrei - das UNIC Schulterssystem von Evolutis deckt **ALLE Varianten der Schulterprothetik** ab.

Im Gegensatz zu anderen Systemen erfordert die Implantation von UNIC in der Regel nur 2 Instrumententrays. Darüber hinaus bietet UNIC einige im Vergleich zu anderen Produkten sehr gute und einfache technische Lösungen. So ermöglicht beispielsweise ein

einfaches Verbindungselement die Ausrichtung und den Wechsel des Prothesenkopfes.

Auch die inverse UNIC-Prothese ist innovativ gelöst: Die Verbindung zur Skapula erfolgt mittels einer Helixklinge. Diese erfordert kein Aufbohren, schont das Knochenlager und ist dadurch wenig traumatisch.

Lernen Sie das System in einem Workshop kennen! Einen Workshop am Humanpräparat bieten wir im Oktober in Frankreich an.

kompatibel tacheles)

RETRON Humerusnagel

Geringe Komplikationsrate

))) Eine retrospektive Studie im St. Josefhospital in Wiesbaden hat es gezeigt: Das RETRON System ist ein Alternativverfahren zur winkelstabilen Plattenosteosynthese und antegraden Marknagelung mit einer deutlich geringeren

Komplikationsrate bei der Versorgung von proximalen Humerusfrakturen.

Unsere regelmäßig stattfindenden Fortbildungsveranstaltungen geben Ihnen die Möglichkeit das RETRON System kennenzulernen.



Veranstaltungen

Seminare / Workshops / Veranstaltungen

))) Gerne möchten wir Sie an dieser Stelle auf eine Reihe von Veranstaltungen in den nächsten Monaten hinweisen und herzlich einladen, daran teilzunehmen. Neben den RETRON

Fortbildungsseminaren gibt es auch Gelegenheit, die UNIC Schulterprothese und den C-Nail Kalkaneusnagel näher kennenzulernen. Profitieren Sie von den Erfahrungen Ihrer Kollegen und

melden Sie sich zur nächsten Veranstaltung an.

Ihre Anmeldung nehmen wir gern unter info@tantum-ag.de oder Tel. (0 43 21) 200 59-13 entgegen.



1. / 2. Okt. 2015 RETRON Fortbildung

Ort: Rüdesheim; Leitung: Dr. med. M. Brauckmann

14. Okt. 2015 3. Magdeburger Forum

Ort: Magdeburg; Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. habil. F. Draijer

15. / 16. Okt. 2015 UNIC Workshop am Humanpräparat

Ort: Tours, Frankreich; Leitung: Dr. med. D. Oudet

12. / 13. Nov. 2015 RETRON Fortbildung

Ort: Ratzeburg; Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. habil. P. Benecke

Fax-Rückantwort an: +49 (0)4321 200 59 19

- Ich möchte an einem RETRON Fortbildungsseminar teilnehmen (1./2. Oktober oder 12./13. November)
- Ich möchte am 3. Magdeburger Interdisziplinären Forum für Muskuloskeletale Chirurgie teilnehmen (14. Oktober)
- Ich möchte am UNIC Workshop teilnehmen (15./16. Oktober)
- Ich interessiere mich für tantum Produkte. Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.

Name

Krankenhaus

E-Mail

Telefonnummer

Datum

Unterschrift

(tantum)))

the medical people

tantum AG

Memellandstraße 2

D-24537 Neumünster

Fon +49 43 21 200 59-0

Fax +49 43 21 200 59-19

info@tantum-ag.de

www.tantum-ag.de