

## GRAFTYS Knochenerstzmaterial

### CE-Kennzeichenerweiterung

))) GRAFTYS, ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von orthopädischen Biomaterialien, gibt bekannt, dass die für Europa gültige Vermarktungszulassung für zwei seiner Knochenersatzmaterialien (GRAFTYS® HBS und GRAFTYS® Quickset) zur Behandlung von Knochenmarksläsionen am Kniegelenk aufgrund traumatischer Verletzungen von der zuständigen Behörde, NSAI (National Standards Authority of Ireland), erteilt wurde.

GRAFTYS® Quickset und GRAFTYS® HBS sind Knochenersatzmaterialien auf Kalzium-Phosphat-Basis, die injizierbar und speziell auf minimal invasive Behandlungsansätze abgestimmt sind. Die unternehmenseigene Zusammensetzung beinhaltet ein spezielles Polymer, das die Injizierbarkeit und Resorbierbarkeit des Stoffes optimiert.

Schmerzerzhaftes Knochenmarksläsionen im subchondralen Kondylus oder unter dem Schienbeinplateau können neben großen Schmerzen

unter Umständen einen totalen Kniegelenkersatz notwendig machen. Die minimal invasive Injektion von GRAFTYS Knochenersatzmaterial kann eine neue, weniger invasive Behandlungsoption für betroffene Patienten darstellen.



## Kalkaneusnagel

### C-Nail Nagelosteosynthese

))) Das C-NAIL System ist ein Nagelsystem für die geringinvasive Osteosynthese von Frakturen des Fersenbeins (Kalkaneus).

Indiziert ist das System bei extraartikulären und intraartikulären Frakturen des Fersenbeins entsprechend Typ Sanders I – IV.

Der Vorteil des C-Nails liegt in der signifikant geringeren Infektionsrate im Vergleich zum herkömmlichen Zugang bei der Plattenosteosynthese.

Das System wurde unter Mitwirkung von Prof. H. Zwipp<sup>1</sup>, Dr. M. Amlang<sup>1</sup> und Dr. M. Pompach<sup>2</sup> entwickelt und wird von tantum in Deutschland vertrieben.

<sup>1</sup> Universitätsklinikum Carl Gustav Carus der TU Dresden

<sup>2</sup> Krankenhaus Pardubice



- Vorteile des C-NAILS**
- geringinvasiver, lateraler Zugang von ca. 3 cm
  - Geringes Infektionsrisiko (gedecktes Verfahren)
  - Hohe Stabilität der Osteosynthese
  - Frühfunktionale Nachbehandlung

Fax-Rückantwort bitte an 04321 2005919

#### Interesse am C-Nail?

Ich möchte einen Gesprächstermin anlässlich des DKOU in Berlin

Name

Telefonnummer/ Kontakt

# kompatibel tacheles)

## RETRON Humerusnagel

### Geringe Komplikationsrate

))) Das RETRON System ist ein Alternativverfahren zur winkelstabilen Plattenosteosynthese und antegraden Marknagelung mit einer deutlich geringeren Komplikationsrate bei der Versorgung von proximalen Humerusfrakturen. Durch

den Zugang von lateral, unterhalb des Deltamuskelansatzes wird der Subacromialraum nicht berührt! Dies ist eine wichtige Voraussetzung für weniger Schmerzen und eine schnelle Rehabilitation.

Fax-Rückantwort bitte an 04321 2005919

#### 12. / 13. Nov. 2015 RETRON Fortbildung

Ort: Ratzeburg; Leitung: Priv.-Doz. Dr. med. habil. P. Benecke

- Ich möchte an dem kommenden RETRON Fortbildungsseminar teilnehmen
- Informieren Sie mich bitte über Folgetermine zu dem Fortbildungsseminar
- Ich möchte einen Gesprächstermin anlässlich des DKOU in Berlin

Name

Telefonnummer/ Kontakt



## UNIC Schulterprothese

### Alle Optionen inklusive

))) Ob Primär-, Fraktur- oder Revisionsprothese, Hemiprothese, TEP oder Inverse, zementiert oder zementfrei - das UNIC Schulterssystem von Evolutis deckt **ALLE Varianten der Schulterprothetik** ab.

Im Gegensatz zu anderen Systemen erfordert die Implantation von UNIC in der Regel nur 2 Instrumententrays. Darüber hinaus bietet UNIC einige im Vergleich zu anderen Produkten sehr gute und einfache technische Lösungen. So ermöglicht beispielsweise ein

einfaches Verbindungselement die Ausrichtung und den Wechsel des Prothesenkopfes.

Auch die inverse UNIC-Prothese ist innovativ gelöst: Die Verbindung zur Skapula erfolgt mittels einer Helixklinge. Diese erfordert kein Aufbohren, schont das Knochenlager und ist dadurch wenig traumatisch.

Lernen Sie das System in einem Workshop kennen! Workshops an Humanpräparaten bieten wir regelmäßig in Frankreich an.



Fax-Rückantwort bitte an 04321 2005919

#### 3. / 4. Dez. 2015 UNIC Workshop am Humanpräparat

Ort: Tours, Frankreich; Leitung: Dr. med. D. Oudet

- Ich möchte an dem kommenden UNIC Workshop teilnehmen.
- Informieren Sie mich bitte über Folgetermine für Workshops.
- Ich möchte einen Gesprächstermin anlässlich des DKOU in Berlin.

Name

Telefonnummer/ Kontakt

(tantum)))

the medical people

tantum AG

Memellandstraße 2

D-24537 Neumünster

Fon +49 43 21 200 59-0

Fax +49 43 21 200 59-19

info@tantum-ag.de

(www.tantum-ag.de