



INSTRUMENTÁRIUM NA EXTRAKCI HŘEBŮ
INSTRUMENTS FOR NAIL EXTRACTION



397 139 09 0660 Set na extrakci hřebů
540 × 240 × 90 mm
včetně nástrojů

Set for nail extraction
540 × 240 × 90 mm
including instruments




397 129 69 7855

soubor

set

ks/pcs

1	397 129 69 1590	Klíč	T-Wrench	1
2	397 129 69 1610	Tyč vytahovací 350 mm	Extraction bar 350 mm	1
3	397 129 69 5131	Držadlo	Screwdriver handle	1
4	397 129 69 5231	Šroubovák šestihran 2,5×160 mm	Screwdriver hexagonal 2.5×160 mm	2
5	397 129 69 5251	Šroubovák šestihran 3,5×160 mm	Screwdriver hexagonal 3.5×160 mm	2
6	397 129 69 5273	Šroubovák šestihran 5×160 mm	Screwdriver hexagonal 5×160 mm	2
7	397 129 69 6050	Osa kladiva	Mallet axis	1
8	397 129 69 6060	Kladivo 400 g	Mallet 400 g	1
9	397 129 69 6100	Tyč dotahovací	Wrench rod	2
10	397 129 69 7820	Přechodka M6_M8 mm	Connecting piece M6_M8 mm	1
11	397 129 69 7830	Vytahovač M6_M8 mm	Extractor M6_M8 mm	2
12	397 129 69 7840	Tyč vytloukáč	Punching rod	1
13	397 129 99 1012	Vytahovač zlomených hřebů	Extractor of broken cannulated nails	1
14	397 148 51 0100	Exkavátor oboustranný 1,5 mm; 17,0 cm	Excavator double-faced 1.5 mm; 17.0 cm	1
15	P3400351	Závaží 1000 g	Weight 1000 g	1
16	P3403565	Držadlo	Handle	1



397 129 69 7850 Síto na instrumentárium na extrakci hřebů
540 × 240 × 90 mm
bez nástrojů

Sieve for instruments for nail extraction
540 × 240 × 90 mm
excluding instruments

INSTRUMENTÁRIUM NA EXTRAKCI ŠROUBŮ
INSTRUMENTS FOR SCREW EXTRACTION

397 139 09 0650 Set na extrakci šroubů
540 × 240 × 50 mm
včetně nástrojů

Set for screw extraction
540 × 240 × 50 mm
including instruments

**397 129 69 7795**

soubor

set

			ks/pcs				ks/pcs
1	397 129 69 8260	Vrták 2,1×49 mm	2	19	397 129 69 8181	Vytahovač 2	2
2	397 129 69 8270	Vrták 2,5×57 mm	2	20	397 129 69 7711	Vytahovač 2,5	2
3	397 129 69 7740	Vrták 2,8×61 mm	2	21	397 129 69 7721	Vytahovač 3,5	2
4	397 129 69 7750	Vrták 3,6×70 mm	2	22	397 129 69 7731	Vytahovač 5	2
5	397 129 69 8290	Vrták 4,1×75 mm	2	23	397 129 69 7910	Bit šestihran 2 mm	2
6	397 129 69 7770	Vrták 5,1×86 mm	2	24	397 129 69 5231	Šroubovák šestihr. 2,5 mm	2
7	397 129 69 8220	Fréza válcová 2/2,4/2,7	1	25	397 129 69 5251	Šroubovák šestihr. 3,5 mm	2
8	397 129 79 4600	Fréza válcová 3,5/4	1	26	397 129 69 5273	Šroubovák šestihr. 5 mm	2
9	397 129 79 4610	Fréza válcová 4,5/5	1	27	397 128 09 0140	Dláto ortopedické žlábkové 6 mm; 23,5 cm	1
10	397 129 79 4620	Fréza válcová 6,5/7	1	28	397 148 51 0100	Exkavátor oboustranný	1
11	397 129 69 8230	Fréza 2/2,4/2,7	1	29	397 129 69 7800	Vytahovač šroubů	1
12	397 129 79 4570	Fréza 3,5/4	1	30	397 129 69 8350	Kleště na vytažování šroubů	1
13	397 129 79 4580	Fréza 4,5/5	1	31	397 129 69 8360	Kleště na vytažování šroubů 2/2,4/2,7 mm	1
14	397 129 79 4590	Fréza 6,5/7	1	32	BD23-110-AO	Držadlo AO; 30×151 mm	1
15	397 129 69 8210	Vytahovač 2/2,4/2,7	1	33	BT19-095-AO	Držadlo T AO; 95×81 mm	1
16	397 129 79 4540	Vytahovač 3,5/4	1				
17	397 129 79 4550	Vytahovač 4,5/5	1				
18	397 129 79 4560	Vytahovač 6,5/7	1				



397 129 69 7790 Síto na instrumentárium na extrakci šroubů
540 × 240 × 50 mm
bez nástrojů

Sieve for instruments for screw extraction
540 × 240 × 50 mm
excluding instruments