


**DLAHY FEMORÁLNÍ DISTÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ**  
 DISTAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE

**Dlaha femorální distální úhlově stabilní, levá**  
 Distal femoral plate angularly stable, left

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
<b>397 129 77 9520</b>	<b>397 129 77 9523</b>	165 mm	4
<b>397 129 77 9530</b>	<b>397 129 77 9533</b>	202 mm	6
<b>397 129 77 9540</b>	<b>397 129 77 9543</b>	232 mm	8
<b>397 129 77 9550</b>	<b>397 129 77 9553</b>	266 mm	10
<b>397 129 77 9560</b>	<b>397 129 77 9563</b>	299 mm	12
<b>397 129 78 6890</b>	<b>397 129 78 6893</b>	336 mm	14

**Dlaha femorální distální úhlově stabilní, pravá**  
 Distal femoral plate angularly stable, right

SSt	Ti	A	počet otvorů holes
<b>397 129 77 9580</b>	<b>397 129 77 9583</b>	165 mm	4
<b>397 129 77 9590</b>	<b>397 129 77 9593</b>	202 mm	6
<b>397 129 77 9600</b>	<b>397 129 77 9603</b>	232 mm	8
<b>397 129 77 9610</b>	<b>397 129 77 9613</b>	266 mm	10
<b>397 129 77 9620</b>	<b>397 129 77 9623</b>	299 mm	12
<b>397 129 78 6900</b>	<b>397 129 78 6903</b>	336 mm	14

síla dlahy	plate thickness	6,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

**ŠROUBY:**

šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm  
 kortikální šrouby HA 4,5  
 kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

**SCREWS:**

locking bone screws 5 and 5/3.5 mm  
 cortical screws HA 4.5  
 cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.



**397 129 69 6230** Síto pro dlahy femorální distální  
 540 × 240 × 50 mm  
 bez implantátů

Sieve for distal femoral plates  
 540 × 240 × 50 mm  
 excluding implants

Síto slouží pro uložení: dlah femorálních distálních pravých 4; 6; 8; 10; 12; 14 otvorů (6×1 ks) a dlah femorálních distálních levých 4; 6; 8; 10; 12; 14 otvorů (6×1 ks).

Sieve is for keeping of: right femoral distal plates 4; 6; 8; 10; 12; 14 holes (6×1 piece) and left femoral distal plates 4; 6; 8; 10; 12; 14 holes (6×1 piece).