


DLAHY FEMORÁLNÍ PROXIMÁLNÍ ÚHLOVĚ STABILNÍ
 PROXIMAL FEMORAL PLATES ANGULARLY STABLE

 PRAVÁ
 RIGHT

 LEVÁ
 LEFT

Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, pravá
 Proximal femoral plate angularly stable, right

	A	počet otvorů holes
397 129 78 5065	114 mm	2
397 129 78 5070	148 mm	4
397 129 78 5075	182 mm	6
397 129 78 5080	216 mm	8
397 129 78 5085	250 mm	10
397 129 78 5090	284 mm	12
397 129 78 5095	318 mm	14
397 129 78 5100	352 mm	16
397 129 78 5105	386 mm	18
397 129 78 5110	420 mm	20

Dlaha femorální proximální úhlově stabilní, levá
 Proximal femoral plate angularly stable, left

	A	počet otvorů holes
397 129 78 5115	114 mm	2
397 129 78 5120	148 mm	4
397 129 78 5125	182 mm	6
397 129 78 5130	216 mm	8
397 129 78 5135	250 mm	10
397 129 78 5140	284 mm	12
397 129 78 5145	318 mm	14
397 129 78 5150	352 mm	16
397 129 78 5155	386 mm	18
397 129 78 5160	420 mm	20

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

ŠROUBY:
 šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
 kortikální šrouby HA 4,5
 kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:
 locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
 cortical screws HA 4,5
 cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.