


DLAHY PŘÍMÉ ÚHLOVĚ STABILNÍ
STRAIGHT PLATES ANGULARLY STABLE

Dlaňá přímá úhlově stabilní
Straight plate angularly stable

	A	počet otvorů holes
397 129 78 5020	169 mm	9
397 129 78 5025	186 mm	10
397 129 78 5030	203 mm	11
397 129 78 5035	220 mm	12
397 129 78 5040	237 mm	13
397 129 78 5045	254 mm	14
397 129 78 5050	271 mm	15
397 129 78 5055	288 mm	16
397 129 78 5060	305 mm	17
397 129 78 5355	322 mm	18
397 129 78 5360	339 mm	19
397 129 78 5365	356 mm	20

síla dlahy	plate thickness	5,0 mm
vzdálenost otvorů	distance of holes	17 mm

ŠROUBY:

šrouby kostní uzamykatelné 5 a 5/3,5 mm
 kortikální šrouby HA 4,5
 kortikální šrouby HA 5

Kompatibilní s periprotetickými objímkami.

SCREWS:

locking bone screws 5 and 5/3.5 mm
 cortical screws HA 4,5
 cortical screws HA 5

Compatible with periprosthetic clamps.